

Begleitschein - Prüfung der technischen Sicherheit

Auftraggeber

Krankenhaus / Unternehmen

Ansprechpartner/in

Telefon / E-Mail

Straße Hausnummer

Postleitzahl Ort

ggf. abweichender Rechnungsempfänger

Krankenhaus / Unternehmen

Ansprechpartner/in

Telefon / E-Mail

Straße Hausnummer

Postleitzahl Ort

Beachten Sie: Aus Gründen des Arbeitsschutzes prüfen wir nur neue Masken oder Masken, die in einem der gängigen Sterilisationsverfahren aufbereitet wurden.

Prüfgegenstand	Dekontaminationsverfahren	Anzahl der Masken		Anzahl Bioburden
		Wie viele Masken werden zur technischen Prüfung eingeschendet?		
Maske: Hersteller und Artikelnummer	Welches Verfahren wurde verwendet?	<i>Anzahl neu</i>	<i>aufbereitet</i>	Wie viele Masken werden zur mikrobiologischen Prüfung eingeschendet?
		1		
2				
3				
4				
5				

Zur Prüfung neuer Masken wird empfohlen fünf neue Masken je Maskentyp einzusenden.

Zur Prüfung aufbereiteter Masken wird empfohlen jeweils fünf neue und aufbereitete Masken je Maskentyp einzusenden.

Zur Bioburdenbestimmung werden drei weitere aufbereitete Masken empfohlen.

Die Masken sind getrennt nach Zustand und eindeutig gekennzeichnet zu verpacken.

Eine einzelne Verpackung jeder Maske ist nicht erforderlich. Die Masken werden nicht zurückgeschickt.

Begleitschein - Prüfung der technischen Sicherheit (Seite 2)

Umfang der Prüfungen

technische Prüfung (umfasst je Maske: 3 Messungen zur Bestimmung des Abscheidegrades von Partikeln, ggf. 3 Ventilprüfungen und eine Prüfung der Formstabilität)

3 Bioburdenbestimmung in Anlehnung an DIN EN ISO 11737 Teil 1 mit zwei Ansätzen (je Maskentyp)

Bitte 3 zusätzliche (aufbereitete) Maske für die Bioburdenbestimmung mitsenden (je Maskentyp).

E-Mail-Adresse für den Berichtsversand:

Preise je Maske

Technische Prüfung je eingesendeter Maske 12,50 € (ohne Ventil) bzw. 15,00 € (mit Ventil).
Bei 5 neuen und 5 aufbereiteten ergibt das 125,00 € bzw. 150,00 € je Maskentyp.

je Bioburdenbestimmungen 63,00 €, je Maskentyp ergibt das 189,00 €

Alle Preise ggf. zzgl. 19% Umsatzsteuer.

Versandadresse

HYBETA GmbH
Prüfung Masken
Nevinghoff 20
48147 Münster